



中华人民共和国国家标准

GB XXXX—XXXX

食品安全国家标准

食品接触材料及制品 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会
国家市场监督管理总局 发布

食品安全国家标准

食品接触材料及制品

4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定

1 范围

本标准规定了食品接触材料及制品中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定方法。
本标准适用于塑料、涂层类食品接触材料及制品中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定。

2 原理

食品接触材料及制品进行迁移试验后，水、4%（体积分数）乙酸、10%（体积分数）乙醇、20%（体积分数）乙醇、50%（体积分数）乙醇食品模拟物经过滤后直接进样；化学替代溶剂 95%（体积分数）乙醇、异辛烷氮吹后用乙腈-水溶液复溶，过滤后进样；玉米油食品模拟物由乙腈萃取后经聚苯乙烯二乙烯苯固相萃取柱净化，采用液相色谱法检测，外标法定量。

第一部分 水基食品模拟物和化学替代溶剂中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定

3 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为 GB/T 6682 规定的一级水。

3.1 试剂

- 3.1.1 冰乙酸 ($C_2H_4O_2$)。
- 3.1.2 无水乙醇 (C_2H_6O)。
- 3.1.3 95%（体积分数）乙醇 (C_2H_6O)。
- 3.1.4 异辛烷 (C_8H_{18})。
- 3.1.5 甲醇 (CH_4O)：色谱纯。
- 3.1.6 乙腈 (C_2H_3N)：色谱纯。
- 3.1.7 二甲基亚砷 (C_2H_6OS)。
- 3.1.8 丙酮 (C_3H_6O)。

3.2 试剂配制

- 3.2.1 4%乙酸溶液、10%乙醇溶液、20%乙醇溶液、50%乙醇溶液的配制按 GB 5009.156 操作。
- 3.2.2 乙腈-水溶液 (1+1)：将乙腈和水按 1:1 的体积比混合均匀。

3.3 标准物质

- 3.3.1 4,4'-联苯二酚 ($C_{12}H_{10}O_2$, CAS 号：92-88-6)：纯度 $\geq 98\%$ ，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
- 3.3.2 1,1'-磺酰基二(4-氯苯) ($C_{12}H_8Cl_2O_2S$, CAS 号：80-07-9)：纯度 $\geq 98\%$ ，或经国家认证并授

予标准物质证书的标准物质。

3.4 标准溶液配制

3.4.1 标准储备液 (1 000 mg/L)

准确称取 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准品各 50 mg (精确至 0.1 mg), 分别用甲醇溶解后转移至 2 个 50 mL 容量瓶中, 用甲醇定容至刻度, 混匀。将溶液转移至棕色玻璃容器中, 于 4 °C 下避光密闭保存, 保存期为 6 个月。

3.4.2 混合标准中间液 (5 mg/L)

分别吸取 0.5 mL 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的标准储备液 (1 000 mg/L) 于 100 mL 容量瓶中, 用丙酮定容至刻度, 混匀, 得到混合标准中间液, 两个物质的浓度均为 5.0 mg/L。将溶液转移至棕色玻璃容器中, 于 4 °C 下避光密闭保存, 保存期为 3 个月。

3.4.3 混合标准系列工作液

3.4.3.1 混合标准系列工作液 A [适用于水、4 %乙酸、10 %乙醇、20 %乙醇、50 %乙醇食品模拟物]

分别吸取 50 μL、100 μL、200 μL、400 μL、1000 μL 混合标准中间液于 5 个 10 mL 容量瓶中, 用乙腈-水溶液 (1+1) 定容至刻度, 混匀, 得到混合标准系列工作液 A, 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的浓度均为 0.025 mg/L、0.050 mg/L、0.10 mg/L、0.20 mg/L、0.50 mg/L。临用现配。

3.4.3.2 混合标准系列工作液 B (适用于化学替代溶剂)

分别吸取 50 μL、100 μL、200 μL、400 μL、1000 μL 混合标准中间液于 5 个 10 mL 容量瓶中, 用相应的化学替代溶剂(95 %乙醇或异辛烷)定容至刻度, 混匀, 得到其混合标准系列工作液, 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的浓度均为 0.025 mg/L、0.050 mg/L、0.10 mg/L、0.20 mg/L、0.50 mg/L。上机前需按照 5.1.2.2 与化学替代溶剂浸泡液同步处理。

3.5 材料

3.5.1 针式过滤器: 配聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔滤膜, 孔径 0.45 μm。

4 仪器和设备

4.1 高效液相色谱仪: 带紫外检测器或二极管阵列检测器。

4.2 天平: 感量为 0.1 mg 和 1 mg。

4.3 氮气浓缩装置。

5 分析步骤

5.1 试液制备

5.1.1 迁移试验

食品接触材料及制品按照 GB 31604.1 和 GB 5009.156 的要求进行迁移试验。迁移试验所得浸泡液如不能立即测试, 应置于 4 °C 冰箱中避光保存不超过 72 h。若进行下一步试验, 应将浸泡液恢复至室温后使用。

5.1.2 浸泡液的处理

5.1.2.1 水、4 %乙酸、10 %乙醇、20 %乙醇、50 %乙醇食品模拟物试液

移取约 1 mL 迁移试验后得到的水、4 %乙酸、10 %乙醇、20 %乙醇、50 %乙醇浸泡液, 经微孔滤膜过滤, 待测定。

5.1.2.2 化学替代溶剂试液

吸取 2 mL 迁移试验后得到的化学替代溶剂(95 %乙醇或异辛烷)浸泡液于 10 mL 具塞刻度玻璃管中, 准确加入 50 μL 二甲基亚砜, 混匀, 在 45 $^{\circ}\text{C}$ 水浴条件下氮吹至近干, 用乙腈-水溶液(1+1)定容至 2 mL, 混匀, 经微孔滤膜过滤, 待测定。

5.1.3 空白试液制备

未与食品接触材料及制品试样接触的食品模拟物和化学替代溶剂按 5.1.1 和 5.1.2 处理即得空白试液。

5.2 仪器参考条件

5.2.1 色谱柱: C_{18} 柱, 柱长 250 mm, 柱内径 4.6 mm, 粒径 5 μm , 或同等性能色谱柱。

5.2.2 流动相: A 为乙腈, B 为水, 洗脱梯度见表 1。

表 1 流动相梯度洗脱程序

时间/min	A/%	B/%
0.0	30	70
1.0	30	70
5.0	70	30
10.0	70	30
12.0	90	10
14.0	90	10
15.0	30	70
16.0	30	70

5.2.3 流速: 1.0 mL/min。

5.2.4 柱温: 35 $^{\circ}\text{C}$ 。

5.2.5 进样量: 40 μL 。

5.2.6 检测波长: 247 nm

5.3 标准曲线的制作

按照 5.2 所列仪器参考条件, 将混合标准工作液分别注入高效液相色谱仪中, 测定相应的峰面积, 以标准系列工作溶液中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的浓度为横坐标, 以对应色谱峰的峰面积为纵坐标, 绘制标准工作曲线, 得到线性回归方程。

5.4 试液的测定

5.4.1 定性测定

按照 5.2 所列的仪器参考条件, 分别测定试液和标准工作溶液, 如果试液与浓度相当的标准工作溶液色谱峰保留时间偏差在 $\pm 2.5\%$ 范围内, 则可判断试样中存在相应的待测物。4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准工作溶液的高效液相色谱图参见附录 A 中的图 A.1~图 A.3。

5.4.2 定量测定

将试液 (5.1.2) 和空白试液 (5.1.3) 注入高效液相色谱仪中, 得到峰面积, 根据标准工作曲线得到试液中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的浓度。如果试液中 4,4'-联苯二酚和 (或) 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的浓度超出标准工作曲线的最高浓度范围, 将试液用乙腈-水溶液(1+1)适当稀释, 使其浓度处于线性范围内再测定。

6 分析结果的表述

6.1 非密封制品类食品接触材料及制品 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)特定迁移量的计算

(以 mg/kg 表示)

对于除了盖子、密封圈、连接件等密封制品（以下简称密封制品）以外的食品接触材料及制品试样，4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)特定迁移量以 mg/kg 表示时，按式（1）进行计算：

$$X_1 = \frac{(c - c_0) \times V}{S} \times \frac{S_0}{m} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

X_1 ——4,4'-联苯二酚或 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的特定迁移量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

c ——浸泡液中 4,4'-联苯二酚或 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的含量，单位为毫克每升（mg/L）或毫克每千克（mg/kg）；

c_0 ——空白浸泡液中 4,4'-联苯二酚或 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的含量，单位为毫克每升（mg/L）或毫克每千克（mg/kg）；

V ——迁移试验中试样浸泡液体积或质量，单位为升（L）或千克（kg）；

S ——迁移试验中试样与浸泡液接触的面积，单位为平方分米（dm²）；

S_0 ——非密封制品实际使用中与食品接触的面积，单位为平方分米（dm²）；

m ——非密封制品实际接触固态食品的质量，或实际接触液态食品的体积所对应的食品质量，单位为千克（kg）；各种液态食品按密度为 1 kg/L 将其体积换算为相应的质量。

如试样的实际食品接触面积/质量（即 S_0/m ）未知，则按照每 6 dm² 的试样面积与 1 kg 的食品接触进行计算。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，计算结果至少保留 2 位有效数字。

6.2 密封制品类食品接触材料及制品 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)特定迁移量的计算（以 mg/kg 表示）

当预期用途已知时，密封制品类食品接触材料及制品试样中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)特定迁移量以 mg/kg 表示时，按式（2）计算：

$$X_2 = \frac{(c - c_0) \times V}{S} \times \frac{S_0}{m} \dots\dots\dots (2)$$

式中：

X_2 ——4,4'-联苯二酚或 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的特定迁移量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

c ——浸泡液中 4,4'-联苯二酚或 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的含量，单位为毫克每升（mg/L）或毫克每千克（mg/kg）；

c_0 ——空白浸泡液中 4,4'-联苯二酚或 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的含量，单位为毫克每升（mg/L）或毫克每千克（mg/kg）；

V ——迁移试验中试样浸泡液体积或质量，单位为升（L）或千克（kg）；

S ——迁移试验中试样与浸泡液接触的面积，单位为平方分米（dm²）；

S_0 ——密封制品实际使用中与食品接触的面积，单位为平方分米（dm²）；

m ——密封制品实际使用容器盛装固态食品的质量，或实际接触液态食品的体积所对应的食品质量，单位为千克（kg）；各种液态食品按密度 1 kg/L 将其体积换算为相应的质量。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，计算结果至少保留 2 位有效数字。

6.3 密封制品类食品接触材料及制品 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)特定迁移量的计算（以 mg/件表示）

当预期用途未知时，密封制品类食品接触材料及制品试样中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)特定迁移量以 mg/件表示时，按式（3）计算，需注明采用的迁移试验方法、迁移试验中单个密封制品与食品模拟物接触的面积。

$$X_3 = \frac{(c - c_0) \times V}{n} \dots\dots\dots (3)$$

式中：

X_3 ——4,4'-联苯二酚或 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的特定迁移量，单位为毫克每件（mg/件）；

c ——浸泡液中 4,4'-联苯二酚或 4,4'-磺酰基二(4-氯苯)的含量，单位为毫克每升（mg/L）或毫克每千克（mg/kg）；

c_0 ——空白浸泡液中 4,4'-联苯二酚或 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的含量，单位为毫克每升（mg/L）或毫克每千克（mg/kg）；

V ——迁移试验中试样浸泡液体积或质量，单位为升（L）或千克（kg）；

n ——浸泡用密封制品的数量，单位为件。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，计算结果至少保留 2 位有效数字。

7 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过其算术平均值的 15 %。

8 其它

当迁移试验中试样的面积/体积比与实际使用情形下接触食品的面积/体积比一致时，本方法对水基食品模拟物和化学替代溶剂中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的检出限均为 0.008 mg/kg，定量限均为 0.025 mg/kg。

当迁移试验中试样的面积/体积比与实际使用中接触食品的面积/体积比不一致时，本方法对水基食品模拟物和化学替代溶剂中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的检出限和定量限按第 6 章进行换算。

食品安全国家标准公开征求意见稿

第二部分 油脂类食品模拟物中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定

9 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为 GB/T 6682 规定的一级水。

9.1 试剂

- 9.1.1 甲醇 (CH₄O)：色谱纯。
- 9.1.2 乙腈 (C₂H₃N)：色谱纯。
- 9.1.3 二甲基亚砷 (C₂H₆OS)。
- 9.1.4 丙酮 (C₃H₆O)。
- 9.1.5 玉米油：符合 GB 5009.156 的要求。

9.2 试剂配制

- 9.2.1 乙腈-水溶液 (1+1)：将乙腈和水按 1:1 的体积比混合均匀。
- 9.2.2 乙腈-水溶液 (3+2)：将乙腈和水按 3:2 的体积比混合均匀。
- 9.2.3 乙腈-水溶液 (9+1)：将乙腈和水按 9:1 的体积比混合均匀。

9.3 标准物质

同 3.3。

9.4 标准溶液配制

9.4.1 标准储备液 (1 000 mg/L)

同 3.4.1。

9.4.2 4,4'-联苯二酚标准系列中间液

分别吸取 0.25 mL、0.50 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL 4,4'-联苯二酚标准储备液 (1 000 mg/L) 于 5 个 100 mL 容量瓶中，用丙酮定容至刻度，混匀，得到标准系列中间液，浓度为 2.5 mg/L、5.0 mg/L、10.0 mg/L、20.0 mg/L、50.0 mg/L。将溶液转移至棕色玻璃容器中，于 4 °C 下避光密闭保存，保存期为 3 个月。

9.4.3 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准系列中间液

分别吸取 0.25 mL、0.50 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准储备液 (1 000 mg/L) 于 5 个 100 mL 容量瓶中，用丙酮定容至刻度，混匀，得到标准系列中间液，浓度为 2.5 mg/L、5.0 mg/L、10.0 mg/L、20.0 mg/L、50.0 mg/L。将溶液转移至棕色玻璃容器中，于 4 °C 下避光密闭保存，保存期为 3 个月。

9.4.4 标准系列工作液

9.4.4.1 4,4'-联苯二酚标准系列工作液

分别准确称取 10 g (精确至 0.001g) 玉米油食品模拟物于 5 个 50 mL 具塞离心管中，分别准确移取 100 μL 标准系列中间液，充分摇匀后静置，得到标准系列工作液，4,4'-联苯二酚的浓度为 0.025 mg/kg、0.050 mg/kg、0.10 mg/kg、0.20 mg/kg、0.50 mg/kg。上机前需按照 11.1.2.1 从“在离心管中准确加入 10 mL 乙腈”开始同步处理，得到待测工作溶液。

9.4.4.2 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准系列工作液

分别准确称取 10 g (精确至 0.001g) 玉米油食品模拟物于 5 个 50 mL 具塞离心管中，分别准确移取 100 μL 标准系列中间液，充分摇匀后静置，得到标准系列工作液，1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的浓度为 0.025 mg/kg、0.050 mg/kg、0.10 mg/kg、0.20 mg/kg、0.50 mg/kg。上机前需按照 11.1.2.2 从“在离心管中准确加入 10 mL 乙腈”开始同步处理，得到待测工作溶液。

9.5 材料

9.5.1 针式过滤器：配聚四氟乙烯（PTFE）微孔滤膜，孔径 0.45 μm 。

9.5.2 聚苯乙烯二乙烯苯固相萃取柱：250 mg/6 mL。使用前依次用 6 mL 乙腈和 6 mL 水预淋洗并保持柱体湿润。

10 仪器和设备

10.1 高效液相色谱仪：带紫外检测器或二极管阵列检测器。

10.2 天平：感量为 0.1 mg 和 1 mg。

10.3 涡旋混合器。

10.4 离心机：转速 \geq 5000 r/min。

10.5 氮气浓缩装置。

10.6 固相萃取装置。

11 分析步骤

11.1 试液制备

11.1.1 迁移试验

食品接触材料及制品按照 GB 31604.1 和 GB 5009.156 的要求进行迁移试验。迁移试验所得浸泡液如不能立即测试，应置于 4 $^{\circ}\text{C}$ 冰箱中避光保存不超过 72 h。若进行下一步试验，应将浸泡液恢复至室温后使用。

11.1.2 浸泡液的处理

11.1.2.1 浸泡液的提取

准确称取 10 g（精确至 0.001g）迁移试验后得到的玉米油浸泡液于 50 mL 具塞离心管中，加入 100 μL 丙酮和 10 mL 乙腈，涡旋振荡 30 s，5000 r/min 离心 5 min，立即移取全部上层清液至 25 mL 具塞刻度管中。再用 10 mL 乙腈重复提取一次，合并提取液。制备两份提取液。一份提取液中加入 50 μL 二甲基亚砜，混匀，在 45 $^{\circ}\text{C}$ 水浴条件下氮吹至 3 mL，转移至 10 mL 容量瓶中，用水反复冲洗刻度管，洗液合并于 10 mL 容量瓶中，用水定容至刻度后混匀，用于浸泡液中 4,4'-联苯二酚的净化。一份提取液中加入 50 μL 二甲基亚砜，混匀，在 45 $^{\circ}\text{C}$ 水浴条件下氮吹至 5 mL，转移至 10 mL 容量瓶中，用水反复冲洗刻度管，洗液合并于 10 mL 容量瓶中，用水定容至刻度后混匀，用于浸泡液中 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的净化。

11.1.2.2 浸泡液的净化

11.1.2.2.1 4,4'-联苯二酚

将容量瓶中的提取液溶液全部转移至预先活化的聚苯乙烯二乙烯苯固相萃取柱，流速小于 1 滴/s，弃去流出液，抽干固相萃取柱，准确加入 6 mL 乙腈-水溶液（3+2）洗脱，流速小于 1 滴/s，收集洗脱液，取上层清液经微孔滤膜过滤后，待测定。

11.1.2.2.2 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)迁移试液的制备

将容量瓶中的溶液全部转移至预先活化的聚苯乙烯二乙烯苯固相萃取柱，流速小于 1 滴/s，弃去流出液，抽干固相萃取柱。用 9 mL 乙腈-水溶液（3+2）淋洗，流速小于 1 滴/s，弃去流出液，再用 6 mL 乙腈-水溶液（9+1）洗脱固相萃取柱，收集洗脱液于 10 mL 具塞刻度玻璃管中，并准确加入 50 μL

二甲基亚砜，混匀。在 45℃ 条件下氮吹至近干后，用乙腈-水溶液（1+1）定容至 1 mL，混匀，经微孔滤膜过滤后，待测定。

11.1.3 空白试液制备

未与食品接触材料及制品试样接触的含油脂食品模拟物按 11.1.1 和 11.1.2 处理即得空白试液。

11.2 仪器参考条件

11.2.1 色谱柱： C_{18} 柱，柱长 250 mm，柱内径 4.6 mm，粒径 5 μm ，或同等性能色谱柱。

11.2.2 流动相：乙腈和水，含油脂模拟物中 4,4'-联苯二酚的测定用梯度洗脱程序 A（表 2），含油脂模拟物中 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的测定用梯度洗脱程序 B（表 3）。

表 2 梯度洗脱程序 A

时间/min	乙腈/%	水/%
0.0	30	70
1.0	30	70
5.0	70	30
10.0	70	30
12.0	90	10
14.0	90	10
15.0	30	70
16.0	30	70

表 3 梯度洗脱程序 B

时间/min	乙腈/%	水/%
0.0	55	45
20.0	55	45
21.0	90	10
23.0	90	10
24.0	55	45
25.0	55	45

11.2.3 流速：1.0 mL/min。

11.2.4 柱温：35℃。

11.2.5 进样量：40 μL 。

11.2.6 检测波长：247 nm

11.3 标准曲线的制作

按照 11.2 所列仪器参考条件，将标准工作液分别注入高效液相色谱仪中，测定相应的峰面积，以标准系列工作溶液中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的浓度为横坐标，以对应色谱峰的峰面积为纵坐标，绘制标准工作曲线，得到线性回归方程。

11.4 试液的测定

11.4.1 定性测定

按照 11.2 所列的仪器参考条件，分别测定试液和标准工作溶液，如果试液与浓度相当的标准工作溶液色谱峰保留时间偏差在 $\pm 2.5\%$ 范围内，则可判断试样中存在相应的待测物。4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准工作溶液的高效液相色谱图参见附录 A 中的图 A.4~图 A.5。

11.4.2 定量测定

将试液（11.1.2）和空白试液（11.1.3）注入高效液相色谱仪中，得到峰面积，根据标准工作曲线得到试液中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的浓度。如果试液中 4,4'-联苯二酚的浓度超出标准工作曲线的最高浓度范围，将试液用乙腈-水溶液(3+2)适当稀释，使其浓度处于线性范围内再测定。如果试液中 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的浓度超出标准工作曲线的最高浓度范围，将试液用乙腈-水溶液(1+1)适当稀释，使其浓度处于线性范围内再测定。

12 分析结果的表述

同 6。

13 精密度

同 7。

14 其它

当迁移试验中试样的面积/体积比与实际使用中接触食品的面积/体积比一致时，本方法对油脂类食品模拟物中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的检出限均为 0.008 mg/kg，定量限均为 0.025 mg/kg。

当迁移试验中试样的面积/体积比与实际使用中接触食品的面积/体积比不一致时，本方法对油脂类食品模拟物中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的检出限和定量限按第 6 章进行换算。

食品安全国家标准公开征求意见稿

附录 A

4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准溶液液相色谱图

4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准溶液液相色谱图见图 A.1~图 A.5。




图 A.1 乙腈-水溶液 (1+1) 中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准溶液 (0.050 mg/L) 液相色谱图




图 A.2 95%乙醇中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准溶液 (0.050 mg/L) 液相色谱图




图 A.3 异辛烷中 4,4'-联苯二酚和 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准溶液 (0.050 mg/L) 液相色谱图




图 A.4 玉米油食品模拟物中 4,4'-联苯二酚标准溶液 (0.050 mg/kg) 液相色谱图




图 A.5 玉米油食品模拟物中 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)标准溶液 (0.050 mg/kg) 液相色谱图

食品安全国家标准公开征求意见